

# ÓXIDO DE ZINCO

---



## Descrição

Material Restaurador Temporário

ÓXIDO DE ZINCO é usado como agente de restauração provisória; agente de forramento de cavidade; agente para cimentação provisória ou permanente; agente para obturação de canais radiculares ou como cimento cirúrgico.

O pH do ÓXIDO DE ZINCO e Eugenol é praticamente neutro tendendo para ligeira alcalinidade, sendo, portanto, menos irritante que outros cimentos. Estudos têm demonstrado que a infiltração marginal é mínima, com excelente adaptação após sua inclusão na cavidade.

## Instruções de Uso

1. Para restaurações temporárias, a mistura deve ser realizada para obtenção de uma pasta consistente que não fique aderida à placa ou à espátula;
2. Para cavidades profundas com efeito anódino, a pasta deve ser cremosa, possibilitando o contato do Eugenol com a dentina. Sobre esta pasta deve-se colocar uma nova camada mais consistente;
3. Para cimentação e obturação de canais radiculares a mistura deve conter uma pasta mais cremosa;
4. Para cimento cirúrgico a pasta deve ser bem consistente, permitindo sua manipulação com os dedos.

## Apresentação

1 frasco com 50g de ÓXIDO DE ZINCO.