

Ionômero de Vidro Restaurador Maxxion R - FGM



• Indicação

Indicado para:

- * Restaurações de dentes decíduos.
- * Restaurações tipo classe III e V.
- * Reparos de erosões em regiões cervicais não cariosas.
- * Para tratamento restaurador atraumático (ART).
- * Cimentações provisórias de coroas.
- * Restaurações provisórias.

• Características

- * É um cimento de presa rápida.
- * Possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina sendo desnecessário a criação de retenções.
- * Biocompatível.
- * Maior capacidade de liberação de flúor com finalidade anticariogênica.
- * Maior capacidade de recarga de flúor.
- * Produto com certificação CE (Certificação Europeia).
- * Validade: 2 anos após a data de fabricação.
- * Registro ANVISA: 80172310004.

• Itens Inclusos

Embalagem com 10g de pó + 8g de líquido + 1 dosador de pó + 1 bloco de espátulação.